

Istruzioni per l'uso

Italiano



comprimed®
100 GRADIENT 6

Sistema a 6 livelli per la
terapia compressiva intermittente graduale

passion for compression

www.comprimed.de



Contenuto

Fabbricante.....	3
Disposizioni generali di sicurezza.....	3
Avvertenze di sicurezza fondamentali	3
Precauzioni.....	4
Destinazione d'uso	5
Indicazioni.....	5
Controindicazioni.....	5
Effetti collaterali	6
Segnalazione di incidenti.....	6
Manutenzione	6
Pulizia	6
Disinfezione.....	7
Garanzia.....	7
ElektroG (legge tedesca sui dispositivi elettrici ed elettronici).....	8
Spiegazione dei simboli.....	9/10
Dati tecnici	11
Compatibilità elettromagnetica (CEM).....	11
Risoluzione dei problemi	13
Funzionamento del dispositivo compriméd@100.....	14
Suggerimenti di trattamento	14
Indicazioni tecniche per la messa in esercizio.....	15
Struttura del dispositivo compriméd@100.....	16
Collegamento dei manicotti	17
Applicazione dei manicotti.....	18
Collegamento dell'estensione.....	19
Manicotti e altri accessori	20
Appunti	21

Fabbricante

Bösl Medizintechnik GmbH

Gut-Knapp-Straße 14, D-52080 Aachen, GERMANY

Telefono +49(0)2405 / 6 93 90 – 00

Fax +49(0)2405 / 6 93 90 – 10

Email: info@boesl-med.de

Contattare il fabbricante in caso di domande e di qualsiasi incoerenza con il dispositivo o i manicotti. La invitiamo a visitare il nostro sito www.boesl-med.de.

Nell'area download è presente la versione aggiornata di queste istruzioni per l'uso.

Disposizioni generali di sicurezza

Leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in esercizio del dispositivo e prestare attenzione all'elenco delle indicazioni e delle controindicazioni. In caso di dubbi, consultare il proprio medico o rivenditore specializzato prima di iniziare la terapia.

Il sistema è conforme alle normative di sicurezza vigenti, comprese le norme EN 60601-1:2006/A1:2013 e VDE0750:2013-12.



Avvertenze di sicurezza fondamentali

I dispositivi elettrici possono diventare pericolosi in caso di uso non conforme.

L'alloggiamento del dispositivo può essere rimosso solo dal personale tecnico autorizzato. Le riparazioni possono essere eseguite solo da rivenditori specializzati abilitati o dal fabbricante. Le persone non autorizzate non devono aprire il dispositivo in nessun caso. Per motivi di sicurezza, l'utente non deve modificare o alterare il dispositivo e i manicotti. In caso di mancato rispetto di queste avvertenze, la garanzia decade. Rivolgersi al servizio clienti in caso di malfunzionamenti del dispositivo.

Ciò vale anche per i fusibili della presa di alimentazione sul retro del dispositivo.

Non possono essere sostituiti direttamente dal paziente o dall'utente, bensì solo da personale tecnico autorizzato. Non utilizzare il dispositivo in presenza di gas infiammabili come gli anestetici. I manicotti sono biocompatibili, ma si devono utilizzare solo sulla pelle sana. In caso di lesioni aperte di qualsiasi tipo, consultare il medico prima dell'uso.

Coprire completamente le ferite aperte prima dell'applicazione. Rivolgersi subito al proprio medico nel caso in cui insorgano comunque problemi. Ogni prodotto dotato di cavi, tubi flessibili, ecc. rappresenta una potenziale fonte di pericolo di strangolamento.

I cavi e i tubi flessibili raggiungibili dal paziente devono essere sempre tenuti lontano dalla portata dei bambini e conservati e utilizzati con la dovuta attenzione.

Utilizzare i manicotti solo sulle estremità da trattare (braccio, gamba, anca, busto).

Non mettere mai i manicotti intorno alla testa.



Precauzioni

Rispettare sempre le precauzioni seguenti per la propria sicurezza e a protezione del dispositivo:

- Durante l'uso verificare regolarmente che il prodotto funzioni in modo adeguato e che i manicotti siano sistemati in modo corretto.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di animali domestici e bambini.
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi e proteggerlo dall'umidità. Non esporre il dispositivo e i manicotti a sporcizia eccessiva, polvere, umidità, fiamme libere, brace di sigaretta, ecc. e anche a radiazioni (ad es. radiazione solare).
- Il prodotto è composto da componenti di precisione e di elettronica. Proteggere il prodotto e gli accessori da urti e sporcizia, così come da interferenze elettromagnetiche. Non far cadere il dispositivo.
- Prima di pulire o ispezionare il dispositivo, spegnere l'interruttore di alimentazione e rimuovere la spina dalla presa per scollegarlo completamente dalla rete.
- Utilizzare solo detergenti commerciali per pulire il dispositivo.
- Pulire il dispositivo non lasciandolo mai umido, bensì asciutto.
- Assicurarsi che il dispositivo sia pulito e asciutto prima di riporlo.
- Non ispezionare mai il dispositivo servendosi di oggetti appuntiti.
- Utilizzare solo le combinazioni di manicotti e le relative prolunghe indicati da BÖSL Medizintechnik (vedere anche il capitolo "Manicotti e altri accessori"). È possibile garantire un uso conforme del dispositivo solo se si utilizzano i dispositivi e le combinazioni di manicotti corrette.
- Evitare di utilizzare questo dispositivo accanto ad altri dispositivi o impilato con altri dispositivi poiché ciò potrebbe portare a un malfunzionamento. Se è necessario un uso di questo tipo, tenere monitorati questo e gli altri dispositivi per garantirne il funzionamento corretto.
- L'uso di altri accessori rispetto a quelli forniti può avere come conseguenza un aumento delle interferenze elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica del dispositivo e portare a un malfunzionamento.

Destinazione d'uso

Le unità di controllo di BÖSL Medizintechnik GmbH sono dispositivi medici attivi da utilizzare insieme ai manicotti per la pressoterapia pneumatica intermittente. Le unità di controllo sono indicate per la terapia delle patologie da stasi venosa e linfatica, nel rispetto dei parametri di trattamento stabiliti dal medico, in conformità alle indicazioni seguenti e nel rispetto delle controindicazioni. La sicurezza operativa delle unità di controllo è garantita solo se sono utilizzate correttamente dall'utente adeguatamente informato. Gli utenti possono essere pazienti, medici, personale infermieristico, fisioterapisti e familiari, in modo che le unità di controllo possano essere utilizzate sia in strutture sanitarie professionali sia in ambienti domestici. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la popolazione di pazienti. È possibile trattare bambini e persone non autosufficienti sotto adeguata supervisione e sorveglianza.

Indicazioni

- Profilassi antitrombotica
- Sindrome post-trombotica
- Ulcera venosa
- Edemi venosi
- Edemi post-traumatici
- Linfedemi
- Lipedemi
- Forme miste di edema
- Arteriotopia periferica ostruttiva (sotto stretto controllo)
- Disturbi sensoriali in emiplegia

Controindicazioni

- Scompenso cardiaco
- Tromboflebite estesa, trombosi o sospetta trombosi
- Erisipela
- Ipertensione grave e non controllata
- Trauma acuto dei tessuti molli delle estremità
- Neuropatia
- Processi occlusivi nell'area di drenaggio linfatico
- Sindrome compartimentale
- Flemmone acuto

Effetti collaterali

Anche se i manicotti sono stati testati come biocompatibili secondo le sezioni 1, 5 e 10 della norma DIN EN ISO 10993, in casi rarissimi possono verificarsi

- irritazioni cutanee
- reazioni allergiche

In questi casi rivolgersi subito al proprio medico. In caso di dubbio utilizzare i manicotti sulla pelle coperta.

I rumori di funzionamento del sistema potrebbero essere percepiti come lieve inquinamento acustico.

Dopo l'applicazione possono comparire delle macchie sulla pelle che poi scompaiono senza alcun intervento.

Segnalazione di incidenti

L'utente deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti gravi (morte, peggioramento grave della salute) in relazione al prodotto descritto in queste istruzioni per l'uso.

L'autorità competente in Germania è:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM, Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici)

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn

Telefono: +49 (0)228 99 307-0

www.bfarm.de

Per informazioni sui luoghi preposti al di fuori della Germania, rivolgersi alle autorità del proprio Paese.

Manutenzione

Il dispositivo e i manicotti non necessitano di manutenzione. Il paziente o eventuali utenti diversi non devono eseguire alcun tipo di lavoro di manutenzione.

Pulizia

La cura e la pulizia devono avvenire con un panno asciutto (non lavare a secco con agenti chimici). È necessario utilizzare detergenti commerciali.

Disinfezione

La disinfezione dei manicotti per il trattamento deve avvenire dopo l'uso o prima del cambio di paziente. A questo scopo si utilizza la disinfezione con salviette consigliata dall'Istituto tedesco Robert Koch (vedere l'elenco "Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren"). Nel nostro prospetto informativo "Indicazioni per pulizia e disinfezione" sono disponibili ulteriori informazioni e consigli.

Garanzia

Il fabbricante fornisce una garanzia di due anni per il dispositivo e gli accessori, purché i difetti siano attribuibili a difetti di materiale e/o di fabbricazione. Il fabbricante si ritiene responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e prestazioni del dispositivo solo se: estensioni, nuove impostazioni, modifiche o riparazioni sono eseguite da persone da lui autorizzate e l'impianto elettrico del locale in cui avviene l'applicazione è conforme alle norme VDE e l'apparecchio è utilizzato secondo le istruzioni per l'uso. In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi subito al fornitore. In caso di uso conforme, di solito la vita media utile del dispositivo e degli accessori è di 10 anni.



ElektroG (legge tedesca sui dispositivi elettrici ed elettronici)

Smaltimento corretto dei dispositivi obsoleti (rifiuti elettronici o RAEE)

(Nei paesi dell'Unione europea e in altri paesi d'Europa con un sistema di raccolta separato)

L'etichettatura su prodotto, accessori e relativa documentazione indica che il prodotto e gli accessori devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Smaltire il dispositivo e gli accessori separatamente rispetto agli altri rifiuti per evitare di danneggiare l'ambiente e la salute delle persone a causa di uno smaltimento dei rifiuti senza controllo. I manicotti potenzialmente contaminati devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici con un'indicazione corrispondente e dopo aver consultato il fabbricante. Contribuire a smaltire il dispositivo e gli accessori obsoleti in modo corretto promuove il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti privati si devono rivolgere al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o devono contattare le autorità preposte per sapere dove consegnare il dispositivo o gli accessori obsoleti per uno smaltimento sostenibile. Gli utenti commerciali devono contattare il proprio fornitore e procedere secondo i termini del contratto di acquisto. Non smaltire questo prodotto e gli accessori elettronici con altri rifiuti commerciali.

Il prodotto sarà smaltito come rifiuto elettronico e non è possibile conferirlo con i rifiuti domestici normali. Portare il prodotto presso i centri di raccolta degli enti pubblici di gestione dei rifiuti.

Spiegazione dei simboli



Informazione

ATTENZIONE!

Questo simbolo contrassegna i pericoli che potrebbero provocare danni alla salute, lesioni, danni fisici permanenti o morte. Attenersi in modo rigoroso alle indicazioni fornite per la sicurezza sul lavoro e in questi casi comportarsi con la massima attenzione.



Fabbricante

2015

Anno di fabbricazione



Rispettare le istruzioni per l'uso. Per l'uso sicuro del dispositivo è necessario leggere integralmente le istruzioni per l'uso e comprendere che un uso scorretto rappresenta un rischio ingiustificabile.

LOT

Numero di lotto

SN

Numero di serie

IP21

Protezione da corpi estranei fissi di diametro $\geq 12,5$ mm e protezione dall'acqua



Smaltimento




Proteggere dall'umidità



Classe di protezione II



Classificazione del dispositivo
Tipo BF



Temperatura ambiente per il trasporto e lo stoccaggio. Il trasporto e lo stoccaggio al di fuori degli intervalli di temperatura indicati possono portare a danneggiare il dispositivo e quindi a mettere in pericolo il paziente, l'utente o terzi.

CE 0197


Marcatura CE con numero di identificazione dell'organismo notificato



Fusibile



Corrente alternata



Temperatura ambiente per l'uso. L'uso al di fuori degli intervalli di temperatura indicati può portare a danneggiare il dispositivo e quindi a mettere in pericolo il paziente, l'utente o terzi.


Spiegazione dei simboli



Regolazione della pressione/indicatore della pressione
20 - 100 mmHg



Timer 10 - 60 min.



Interruttore di accensione/spegnimento

Dati tecnici

Il modello **comprimed**[®]**100** è progettato per l'uso in un ambiente domestico che è collegato direttamente a una rete di alimentazione pubblica.

Per un uso conforme del dispositivo e il suo collegamento alla rete di alimentazione elettrica utilizzare, se necessario, uno degli adattatori per prese di rete specifici del Paese (non compreso nella fornitura), in conformità con le specifiche del dispositivo stesso.

Regolazione continua della pressione
 20 - 100 mmHg
 (precisione del 15% circa)

Classificazione del dispositivo:
 Parte applicativa di tipo BF -
 Manicotti per il trattamento



Intervallo/pausa
 impostato fisso su 15 secondi


Classe di protezione:
 Classe di protezione II



Tensione nominale ~ 230V
 Frequenza nominale 50/60 Hz
 Corrente nominale 0,2 A

Condizioni ambientali per il trasporto e lo stoccaggio:

Le condizioni ambientali per il trasporto e lo stoccaggio vanno da -25 °C a +55 °C con umidità dell'aria pari a: 15% - 93% rH.

 2 x T 1,6 H 250V

Condizioni ambientali per l'uso:

Le condizioni ambientali per l'uso vanno da +5 °C a +40 °C.

Umidità dell'aria: 15% - 93% rH

Pressione atmosferica: 700 - 1060 hPa

Dimensioni:
 larghezza - 23 cm, altezza - 15 cm,
 profondità - 21 cm
 Peso: 3,2 kg

Compatibilità elettromagnetica (CEM)

comprimed[®]**100** soddisfa i requisiti di compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medici secondo la norma EN 60601-1-2. Inoltre sono soddisfatti i requisiti sulla perturbazione della rete per i dispositivi elettromedicali secondo le norme EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3.

Se le prestazioni di comprimé®100 sono influenzate da interferenze elettromagnetiche, la terapia può risultare meno efficace.

Il dispositivo comprimé®100 è progettato per l'uso in un ambiente elettromagnetico definito come segue. Il cliente o l'utente di comprimé®100 deve assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in un ambiente di questo tipo.

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche			
Misurazioni delle emissioni elettromagnetiche	Conformità		
Emissioni in radiofrequenza secondo la norma CISPR 11	Gruppo 1		
Emissioni in radiofrequenza secondo la norma CISPR 11	Classe B		
Emissioni da correnti armoniche secondo la norma IEC 61000-3-2	Classe A		
Emissioni da fluttuazioni di tensione/sfarfallio secondo la norma IEC 61000-3-3	conformi		
Il prodotto comprimé®100 è progettato per l'uso in un ambiente domestico che è collegato direttamente a una rete di alimentazione pubblica.			
Prove di compatibilità elettromagnetica			
Scarica elettrostatica (ESD) secondo la norma IEC 61000-4-2	+/- 6 kV scarica per contatto +/- 15 kV scarica in aria	+/- 6 kV scarica per contatto +/- 15 kV scarica in aria	
Disturbi elettrici transitori veloci/burst secondo la norma IEC 61000-4-4	+/- 2 kV a 100 kHz per i cavi di rete	+/- 2 kV a 100 kHz per i cavi di rete	
Sovratensioni/sbalzi secondo la norma IEC 61000-4-5	+/- 0,5 kV, +/- 1 kV tensione conduttore esterno-conduttore esterno +/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV tensione conduttore esterno-terra	+/- 0,5 kV, +/- 1 kV tensione conduttore esterno-conduttore esterno +/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV tensione conduttore esterno-terra	
Cali di tensione, interruzioni di breve durata e fluttuazioni della tensione di alimentazione secondo la norma IEC 61000-4-11	Cali di tensione: 0% U _T , 1/2 periodo tra 0 e 315 gradi 0% U _T , 1 periodo e 70% U _T , 25/30 periodi monofase Interruzioni di tensione: 0%U _T , 250/300 periodi	Cali di tensione: 0% U _T , 1/2 periodo tra 0 e 315 gradi 0% U _T , 1 periodo e 70% U _T , 25/30 periodi monofase Interruzioni di tensione: 0%U _T , 250/300 periodi	
Campo magnetico della frequenza di alimentazione (50/60 Hz) secondo la norma IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	
Prove di compatibilità elettromagnetica			
Prove di compatibilità elettromagnetica	Livello di prova secondo la norma IEC 60601	Livello di conformità	
Variabili di disturbo in radiofrequenza condotte secondo la norma IEC 61000-4-6	3 V tra 0,15 MHz e 80 MHz, 6 V nelle bande ISM e radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz, 80% AM a 1 KHz	6 V valore effettivo per tutto l'intervallo di frequenza	
Variabili di disturbo in radiofrequenza irradiate secondo la norma IEC 61000-4-3	10 V/m; da 80 MHz a 2,7 GHz; 80% (livello di conformità anche 10V)	10 V/m; da 80 MHz a 2,7 GHz; 80% (livello di conformità anche 10V)	
Nell'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz l'intensità di campo deve essere inferiore a 3 V/m			
Le frequenze HF testate corrispondono ai servizi radio seguenti:			
Frequenza di prova	Banda di frequenza (MHz)	Servizio	Livello del test di compatibilità (V/m)
385	Da 380 a 390	TETRA 400	27
450	Da 430 a 470	GMRS 460, FRS 460	28
710	Da 704 a 787	LTE banda 13, 17	9
745			
780			
810			
870	Da 800 a 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE banda 5	28
930	Da 1700 a 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE banda 1, 3, 4, 25; UMTS	28
1720			
1845			
1970			
2450	Da 2400 a 2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE banda 7	28
5240	Da 5100 a 5800	WLAN 802.11 a/n	9
5500			
5785			

Il cliente o l'utente di comprimé®100 può contribuire a evitare interferenze elettromagnetiche per ridurre al minimo i danni. I dispositivi portatili di comunicazione ad alta frequenza, compresi i relativi accessori, non possono quindi essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm rispetto alle parti e ai cavi di comprimé®100. Il mancato rispetto può portare una diminuzione della prestazione.

Risoluzione dei problemi

Problema

Nessuna funzionalità:

Il dispositivo è collegato all'alimentazione?

-> Inserire il cavo di alimentazione

Il dispositivo è acceso?

-> Accendere il dispositivo

Problema

I manicotti non si riempiono o non sono ventilati:

Tutti i tubi flessibili sono collegati al dispositivo?


-> Collegare i tubi flessibili

I collegamenti non utilizzati sono sigillati con un tappo cieco?

-> Inserire il tappo cieco

Funzionamento del dispositivo **comprimed®100**

Il sistema graduale di **comprimed®100** serve a trattare le patologie da stasi venosa e linfatica. La funzione caratteristica di **comprimed®100** è l'aumento intermittente della pressione. I manicotti esercitano una pressione graduale intermittente sulle estremità (braccio e gamba). Le 6 camere dei manicotti si riempiono una dopo l'altra intorno al piede o alla mano iniziando con l'aria. La pressione così accumulata diminuisce in diversi intervalli di pressione dalla prima all'ultima camera. Questa pressione di trattamento graduale esercita un gradiente di pressione efficace a livello fisiologico. In questo modo i liquidi, mobilizzati tramite la pressione in aumento nelle camere, drenano senza ostacoli e senza rifluire.



Le camere d'aria rimangono piene di aria finché la camera superiore non ha raggiunto la pressione specifica. La pressione viene poi rilasciata simultaneamente da tutte le camere d'aria e, dopo una pausa, il ciclo di gonfiaggio riprende. La compressione intermittente agisce sui singoli strati del tessuto e sui vasi sanguigni e linfatici in essi contenuti.

I tessuti sono decongestionati, si favorisce il reflusso venoso e linfatico a lungo termine e c'è un miglioramento del metabolismo e degli scambi gassosi.

Suggerimenti di trattamento


Durante il trattamento il paziente deve stare sdraiato in posizione comoda e rilassata. Per favorire la terapia si possono sollevare leggermente le gambe o le braccia. All'inizio della terapia scegliere una pressione dei manicotti bassa e, in caso di necessità, aumentarla. Non bisogna mai impostare una pressione (pressure) che provochi disagio o dolore al paziente. Il trattamento deve essere rilassante e piacevole.

Indicazioni tecniche per la messa in esercizio


- Il prodotto è pronto all'uso dopo averlo estratto dall'imballaggio.
- Eseguire un controllo visivo del dispositivo per individuare eventuali danni esterni.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili.
- Posizionare il prodotto su una superficie pari e stabile, come un tavolo.
- Infilare il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione (**B2**) e collegarlo alla spina (alimentazione elettrica).
- Collegare il prodotto a un'alimentazione conforme alle specifiche.
- Per un uso conforme del dispositivo e il suo collegamento alla rete di alimentazione elettrica utilizzare, se necessario, uno degli adattatori per prese di rete specifici del Paese (non compreso nella fornitura), in conformità con le specifiche del dispositivo stesso.
- Posizionare il dispositivo in modo che, in caso di emergenza, il cavo di alimentazione possa essere scollegato dal paziente o dall'operatore.
- Non coprire la griglia di ventilazione (**B1**) del dispositivo con panni, coperte o altro. Non impilare i dispositivi. Non utilizzare il dispositivo come superficie di appoggio.
- Togliere il tappo cieco dai collegamenti da utilizzare (**A4** e/o **A5**).
- Collegare e applicare i manicotti ai collegamenti (**A4** e/o **A5**).
- Tutte le funzionalità del dispositivo possono essere utilizzate in sicurezza dal paziente.
- Portare l'interruttore di accensione/spegnimento (**A3**) in posizione "ON", la spia di controllo si accende.
- Impostare la pressione di trattamento media desiderata sul regolatore di pressione (**A2**) e controllare con l'aiuto di un manometro (**A1**) (regolazione continua).
- Dopo il trattamento portare il regolatore della pressione (**A2**) su "0".
- Portare l'interruttore di accensione/spegnimento (**A3**) in posizione "OFF".
- Dopo il trattamento, scollegare i connettori del tubo flessibile dal dispositivo per migliorare lo sgonfiaggio dei manicotti.

Struttura del dispositivo comprimed® 100

Lato anteriore del dispositivo




Lato posteriore del dispositivo




Collegamento dei manicotti


- È possibile collegare al dispositivo fino a due manicotti contemporaneamente.
- Si tratta di due manicotti per la gamba o due manicotti per il braccio o un manicotto per la gamba e uno per il braccio.
- Inserire i connettori dei tubi flessibili dei manicotti per il trattamento nelle prese di collegamento (**A4** o **A5**).
- Prestare attenzione alle etichettature top/sopra e bottom/sotto sui connettori dei tubi flessibili!
- Non piegare i tubi dell'aria dei manicotti per garantire il riempimento delle singole camere d'aria.
- Sigillare i collegamenti non utilizzati (**A4** o **A5**) con i tappi ciechi in dotazione per tutta la durata del trattamento.



A4/A5 2 prese di collegamento per manicotti



Applicazione dei manicotti




Manicotto per il braccio

Applicare il manicotto e chiudere completamente la cerniera. Non aprire la cerniera sotto pressione.

Manicotto per la gamba

Applicare il manicotto e chiudere completamente la cerniera. La protezione del nastro di velcro evita anche un'eventuale apertura della cerniera. Non aprire la cerniera sotto pressione.



Collegamento dell'estensione




Estensione

L'estensione aumenta di 13 cm la circonferenza del manicotto per la gamba.
 Il fissaggio avviene tramite cerniere laterali.

Istruzioni di montaggio

L'estensione si monta come segue:

tagliare il tubo flessibile della terza camera d'aria nel punto contrassegnato (trattino nero) e collegare il pezzo di collegamento dell'estensione.



Quando si scollega
 l'estensione, allentarla sul
 raccordo del tubo flessibile.

Manicotti e altri accessori

Manicotto per la gamba a 6 camere

Taglia M

Circonferenza della coscia fino a 70 cm

Lunghezza 85 cm

Codice art. 630

Taglia L

Circonferenza della coscia fino a 83 cm

Lunghezza 85 cm

Codice art. 640

Estensione per il manicotto per la gamba

Taglia M e L

con 1 camera d'aria,

Aumento della circonferenza 13 cm

Codice art. 1240

Manicotto per il braccio a 6 camere

Circonferenza della parte alta del braccio fino a 60 cm

Lunghezza 71 cm

Codice art. 650

I manicotti sono composti da tessuti di nylon/poliuretano facili da pulire.

Utilizzare esclusivamente le linee di alimentazione approvate dal fabbricante.

Appunti

[illegible]

[illegible]



Bösl Medizintechnik GmbH
Gut-Knapp-Straße 14
D-52080 Aachen, GERMANY
Telefona +49(0)2405 / 6 93 90 - 00
Fax +49(0)2405 / 6 93 90 - 10
Email: info@boesl-med.de
www.boesl-med.de



Made in Germany

2025-05-26