

Instruções de utilização

Português



lymphamat[®]

300

GRADIENT

12

Sistema de 12 níveis para
terapia de compressão gradiente intermitente

passion for compression

www.lymphamat.de



Índice

Fabricante.....	3
Regulamentos gerais de segurança.....	3
Advertências fundamentais	3
Precauções.....	4
Finalidade	5
Indicações	5
Contraindicações.....	5
Efeitos secundários	6
Comunicação de incidentes	6
Manutenção.....	6
Limpeza	6
Desinfecção.....	7
Garantia.....	7
ElektroG (Lei de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos da Alemanha).....	8
Explicação dos sinais	9/10
Dados técnicos	11
Compatibilidade eletromagnética (CEM).....	11
Eliminação de erros.....	13
Modo de funcionamento do dispositivo lympa-mat®300.....	14
Recomendações de tratamento	14
Indicações técnicas para a colocação em funcionamento	15
Estrutura do dispositivo lympa-mat®300.....	16
Ligação das mangas	17
Colocação das mangas.....	18
Ligar as extensões de tubo do lympa-mat®.....	20
Ligação da extensão	21
Mangas e acessório adicional	22
Observações	23

Fabricante

Bösl Medizintechnik GmbH

Gut-Knapp-Straße 14, D-52080 Aachen, ALEMANHA

Telefone +49(0)2405/6 93 90 – 00

Fax +49(0)2405/6 93 90 – 10

e-mail: info@boesl-med.de

Contacte o fabricante em caso de dúvidas e discrepâncias relativamente ao dispositivo ou às mangas. Visite o nosso site www.boesl-med.de.

As instruções de utilização da versão atual podem ser descarregadas através da área de downloads.

Regulamentos gerais de segurança

Leia as instruções de utilização antes da colocação em funcionamento do dispositivo e observe a lista de indicações e contraindicações. Em caso de dúvida, informe-se junto do seu médico ou representante antes do início da terapia.

O sistema está em conformidade com os regulamentos de segurança em vigor, incluindo com a EN 60601-1:2006/A1:2013, VDE0750:2013-12.



Advertências fundamentais

A operação incorreta de dispositivos elétricos pode tornar-se perigosa.

A carcaça do dispositivo só deve ser aberta por técnicos autorizados. As reparações só podem ser feitas por representantes autorizados ou pelo fabricante. O produto nunca pode ser aberto por pessoas não-autorizadas. Por razões de segurança, o dispositivo e as mangas não podem ser modificados ou alterados pelo utilizador. Se estas indicações não forem observadas, a garantia perde a validade. Em caso de falhas de funcionamento do dispositivo, contacte o apoio ao cliente. O mesmo se aplica aos fusíveis junto à tomada na parte de trás do dispositivo. Estes não podem ser substituídos pelo paciente ou pelo utilizador, mas apenas por técnicos autorizados. O dispositivo não pode ser usado na presença de gases inflamáveis, como os anestésicos. As mangas são biocompatíveis, mas só devem ser usadas em pele saudável. Em caso de feridas abertas de qualquer tipo, fale com o seu médico antes da utilização. As feridas abertas têm de ser completamente tapadas antes da utilização. Se mesmo assim, houver algum problema, contacte imediatamente o seu médico. Os produtos com cabos, tubos, etc. podem causar estrangulamento. Os tubos e os cabos ao alcance do paciente devem ser afastados de crianças pequenas e ser guardados e usados com todo o cuidado. Usar as mangas apenas nas extremidades a tratar (braço, perna, ancas, parte superior do corpo). Nunca puxar as mangas pela cabeça.



Precauções

Para sua segurança e para a proteção do dispositivo, têm de ser estritamente observadas as seguintes medidas de segurança:

- Verificar o produto regularmente durante a utilização quanto a funcionamento correto e mangas bem colocadas.
- Manter o dispositivo afastado de animais domésticos e crianças pequenas.
- Manter o dispositivo afastado de líquidos e protegê-lo da humidade. Não expor o dispositivo nem as mangas a sujidade excessiva, pó, humidade, chamas desprotegidas, cigarros acesos, etc. bem como radiação (p. ex., radiação solar).
- O produto é constituído por componentes de precisão e eletrónicos. Proteger o produto e os acessórios de impactos e sujidade, bem como de fontes de interferência eletromagnéticas. Não deixar o dispositivo cair.
- Desligar o dispositivo da tomada de parede antes da limpeza ou da desinfeção para o desligar completamente da rede.
- O dispositivo só pode ser limpo com detergentes existentes no mercado.
- O dispositivo nunca pode ser limpo húmido, tendo de estar sempre seco.
- O dispositivo tem de ser guardado limpo e seco.
- Nunca inspecionar o dispositivo com objetos pontiagudos.
- Usar as combinações de mangas e os respetivos acessórios de extensão especificados pela BÖSL Medizintechnik GmbH (ver também o capítulo "Mangas e acessório adicional").
O funcionamento correto do dispositivo só pode ser garantido se forem usados os dispositivos e as combinações de mangas certos.
- Evitar a utilização deste dispositivo nas proximidades ou empilhado com outros dispositivos, dado que isso pode causar falhas de funcionamento. Se esse tipo de utilização for inevitável, todos os dispositivos envolvidos devem ser observados para garantir o seu funcionamento seguro.
- A utilização de acessórios diferentes dos disponibilizados pode resultar na emissão de interferências eletromagnéticas ou reduzir a imunidade eletromagnética do dispositivo, causando problemas de funcionamento.

Finalidade

Os aparelhos de comando da BÖSL Medizintechnik GmbH são dispositivos médicos ativos usados juntamente com mangas para a compressão pneumática intermitente. Os aparelhos de comando são indicados para a terapia de problemas de congestão venosa e linfática, tendo em conta os parâmetros de tratamento definidos pelo médico, de acordo com as seguintes indicações e atendendo às contraindicações. O funcionamento seguro dos aparelhos de comando só está garantido se estes forem usados como previsto por um utilizador informado. Os utilizadores podem ser pacientes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e afins, pelo que os aparelhos de comando tanto podem ser usados em instituições de saúde profissionais como em ambiente doméstico. Não há limitações relativamente à população de pacientes. A terapia de crianças e de pessoas que precisem de ajuda pode ser realizada através de orientação e monitorização de um especialista.

Indicações

- Profilaxia da tromboembolia
- Síndrome pós-trombótica
- Úlcera varicosa
- Edemas venosos
- Edemas pós-traumáticos
- Linfedemas
- Lipidemas
- Formas mistas de edema
- Doenças arteriais obstrutivas periféricas (com vigilância de perto)
- Perturbações sensoriais em caso de hemiplegia

Contraindicações

- Insuficiência cardíaca descompensada
- Tromboflebite extensa, trombose ou suspeita de trombose
- Erisipela
- Hipertensão grave não-controlada
- Traumatismo agudo das partes moles das extremidades
- Neuropatia
- Processos oclusivos na região da drenagem linfática
- Síndrome compartimental
- Fleimão agudo

Efeitos secundários

Apesar de as mangas terem sido testadas de acordo com as partes -1, -5 e -10 da DIN EN ISO 10993 e consideradas biocompatíveis, há problemas como

- irritações cutâneas
- reações alérgicas

que podem ocorrer em casos raros. Nesses casos, contacte o seu médico. Em caso de dúvida, usar sempre as mangas sobre pele revestida.

O ruído de funcionamento do sistema pode ser sentido como ligeiramente irritante. Depois da utilização, podem surgir marcas na pele, que acabam por desaparecer espontaneamente.

Comunicação de incidentes

Os eventuais incidentes ocorridos relacionados com o produto descrito nas presentes instruções de utilização (morte, agravamento acentuado do estado de saúde) têm de ser comunicados pelo utilizador ao fabricante e à autoridade competente.

Na Alemanha, a autoridade competente é:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn

Telefone: +49 (0)228 99 307-0

www.bfarm.de

Para informações sobre o organismo correspondente fora da Alemanha, dirija-se à autoridade no respetivo país.

Manutenção

O dispositivo e as mangas são isentos de manutenção. Pacientes e utilizadores devem abster-se da execução de trabalhos de manutenção.

Limpeza

Os cuidados e a limpeza exigem a utilização de um pano seco (não limpar quimicamente a seco). Têm de ser usados detergentes existentes no mercado.

Desinfecção

A desinfecção das mangas de tratamento tem de ser feita depois da utilização ou antes da mudança de paciente. Para o efeito, é usada a desinfecção esfregando com um pano ou toalhete recomendada pelo instituto alemão Robert Koch (ver "Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren" (Lista de desinfetantes e métodos de desinfecção testados e aprovados pelo Instituto Robert Koch)). Para mais informações e indicações, consultar a ficha informativa "Indicações de limpeza e desinfecção".

Garantia

O fabricante concede uma garantia de dois anos relativamente ao dispositivo e aos acessórios em caso de defeitos de material e/ou de fabrico. O fabricante só se considera responsável pelos efeitos na segurança, na fiabilidade e no desempenho do dispositivo se: Alguém por ele designado proceder a ampliações, redefinições, alterações ou reparações, e a instalação elétrica do espaço em que o dispositivo é utilizado estiver de acordo com as disposições da VDE e este for usado como previsto nas instruções de utilização. Em caso de falhas de funcionamento do dispositivo, contacte imediatamente o fornecedor. Em caso de utilização correta, a vida útil média habitual dos dispositivos e dos acessórios é de 10 anos.



ElektroG (Lei de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos da Alemanha)

Eliminação correta de dispositivos antigos (sucata elétrica)

(nos países da União Europeia e em outros países europeus com um sistema de recolha em separado)

A marcação no produto, nos acessórios ou na documentação correspondente indica que o produto e os acessórios não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal, quando chegarem ao fim da sua vida útil. Eliminar o dispositivo e os acessórios separadamente de outro tipo de lixo para preservar o ambiente e a saúde humana em resultado de processos não-controlados de recolha de resíduos. As mangas potencialmente contaminadas devem ser eliminadas com uma indicação correspondente, e depois de consultado o fabricante, juntamente com o lixo doméstico normal. Ajude a eliminar devidamente o dispositivo antigo e os acessórios para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares devem contactar o vendedor do produto ou a autoridade competente sobre onde eliminar o dispositivo antigo e os acessórios sem prejudicar o ambiente. Os utilizadores profissionais devem contactar o respetivo fornecedor e proceder de acordo com as condições do contrato de venda. Este produto e os acessórios eletrónicos não podem ser eliminados juntamente com outro lixo industrial.

O produto será eliminado como sucata elétrica e não pode ser colocado no lixo doméstico normal. Leve o produto aos ecopontos dos organismos públicos encarregados da eliminação de resíduos.

Explicação dos sinais



Indicação

ATENÇÃO!

Este símbolo remete para perigos que podem prejudicar a saúde, causar ferimentos, sequelas físicas permanentes ou a morte. Observe estritamente as indicações dadas relativas à segurança no trabalho e proceda com todo o cuidado nestes casos.



Fabricante

2020

Ano de fabrico



Observar as instruções de utilização.
O funcionamento seguro do dispositivo implica a leitura e o entendimento das instruções de utilização completas, dado que uma utilização errada pode representar um risco inaceitável.

LOT

Número do lote

SN

Número de série

IP21

Protegido contra corpos estranhos sólidos com um diâmetro $\geq 12,5$ mm e contra gotas de água



Eliminação




Proteger da humidade



Categoria de proteção II



Classificação do dispositivo
Tipo BF




Temperatura ambiente para o transporte e o armazenamento. O transporte e o armazenamento fora do intervalo de temperatura predefinido podem causar danos no dispositivo, com consequências perigosas para o paciente, o utilizador ou terceiros.

CE 0197

Marcação CE com número de identificação do organismo notificado



Fusível



Temperatura ambiente para a utilização. O funcionamento fora do intervalo de temperatura predefinido pode causar danos no dispositivo, com consequências perigosas para o paciente, o utilizador ou terceiros.



Corrente alterna


Explicação dos sinais



Definição/indicação da pressão
20 - 100 mmHg



Temporizador 10 - 60 min



Interruptor de ligar/desligar

Dados técnicos

O produto **lympa-mat[®]300** destina-se à utilização em ambiente doméstico diretamente ligado a uma rede pública de abastecimento.

Para o funcionamento correto do dispositivo e da respetiva ligação à rede elétrica, se necessário, use um adaptador de ficha de rede específico do país que corresponda às especificações do dispositivo (não incluído no material fornecido).

Definição contínua da pressão
20 - 100 mmHg
(Precisão aprox. 15%)

Classificação do dispositivo:
Peça aplicada do tipo BF –
mangas de tratamento



Intervalo/Pausa
com definição fixa para 15 s

Categoria de proteção:
Categoria de proteção II



Tensão nominal ~ 230 V
Frequência nominal 50/60 Hz
Corrente nominal 0,45 A

Condições ambientais para o transporte e o armazenamento:

As condições ambientais para o transporte e o armazenamento são -25 °C a +55 °C com uma humidade relativa do ar: 15% - 93%.

Dimensões: L - 26 cm, A - 16 cm, P - 25 cm

Peso: 4,6 kg

Condições ambientais para a utilização:

As condições ambientais para a utilização são +5 °C a +40 °C, humidade relativa do ar: 15% a 93% de humidade relativa
Pressão atmosférica: 700 a 1060 hPa

Compatibilidade eletromagnética (CEM)

lympa-mat[®]300 cumpre os requisitos de CEM para dispositivos médicos em conformidade com a EN 60601-1-2. Cumpre ainda os requisitos relativos a perturbações da rede elétrica para dispositivos de eletromedicina em conformidade com as normas EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3.

Se as interferências eletromagnéticas influenciarem o desempenho do **lympa-mat®300**, o sucesso terapêutico pode ser reduzido.

O dispositivo lympha-mat®300 destina-se a ser usado num ambiente eletromagnético como o abaixo indicado. O cliente ou utilizador do lympha-mat®300 deverá assegurar-se de que o dispositivo é operado num ambiente desse tipo.																																										
Diretrizes e declaração do fabricante - Emissão de interferências eletromagnéticas																																										
Medições das emissões interferentes	Concordância																																									
Emissões de alta frequência em conformidade com CISPR 11	Grupo 1																																									
Emissões de alta frequência em conformidade com CISPR 11	Categoria B																																									
Emissões de componentes harmónicas em conformidade com a norma IEC 61000-3-2	Categoria A																																									
Emissão de flutuações de tensão/cintilações (flicker) em conformidade com a norma IEC 61000-3-3	está conforme																																									
O produto lympha-mat®300 destina-se à utilização em ambiente doméstico diretamente ligado a uma rede pública de abastecimento.																																										
Testes de imunidade eletromagnética		Nível de conformidade																																								
Descarga eletrostática (ESD) conforme a norma IEC 61000-4-2	+/- 6 kV de descarga por contacto +/- 15 kV de descarga pelo ar	+/- 6 kV de descarga por contacto +/- 15 kV de descarga pelo ar																																								
Perturbações elétricas rápidas transitórias/rajadas (bursts) em conformidade com a IEC 61000-4-4	+/- 2 kV a 100 kHz para cabos de alimentação	+/- 2 kV a 100 kHz para cabos de alimentação																																								
Impulsos de tensão/salvas em conformidade com a IEC 61000-4-5	+/- 0,5 kV, +/- 1 kV tensão fase-fase +/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV tensão fase-terra	+/- 0,5 kV, +/- 1 kV tensão fase-fase +/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV tensão fase-terra																																								
Cavos de tensão, interrupções de curta duração e flutuações da tensão de alimentação de acordo com a norma IEC 61000-4-11	Cavos de tensão: 0% U _T ; 1/2 período de 0 a 315 graus 0% U _T ; 1 período e 70% U _T ; 25/30 períodos monofásicos Interrupções de tensão: 0%U _T ; 250/300 períodos	Cavos de tensão: 0% U _T ; 1/2 período de 0 a 315 graus 0% U _T ; 1 período e 70% U _T ; 25/30 períodos monofásicos Interrupções de tensão: 0%U _T ; 250/300 períodos																																								
Campo magnético na frequência de alimentação (50/60 Hz) em conformidade com a IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m																																								
Testes de imunidade eletromagnética	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade																																								
Perturbações de alta frequência conduzidas em conformidade com a IEC 61000-4-6	3 V entre 0,15 MHz e 80 MHz, 6 V em ISM e bandas de radioamador entre 0,15 MHz e 80 MHz, 80% AM a 1 KHz	6 V valor efetivo em toda a gama de frequências																																								
Perturbações de alta frequência irradiadas em conformidade com a IEC 61000-4-3	10 V/m; 80 MHz a 2,7 GHz; 80% (nível de conformidade também 10 V)	10 V/m; 80 MHz a 2,7 GHz; 80% (nível de conformidade também 10 V)																																								
Acima do intervalo de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m																																										
As frequências de alta frequência testadas correspondem aos seguintes serviços de radiocomunicação:																																										
<table><tr><th>Frequência de teste</th><th>Banda de frequência (MHz)</th><th>Serviço</th><th>Nível de teste de imunidade eletromagnética (V/m)</th></tr><tr><td>385</td><td>380 a 390</td><td>TETRA 400</td><td>27</td></tr><tr><td>450</td><td>430 a 470</td><td>GMRS 460, FRS 460</td><td>28</td></tr><tr><td>710</td><td rowspan="4">704 a 787</td><td rowspan="4">Banda LTE 13, 17</td><td rowspan="4">9</td></tr><tr><td>745</td></tr><tr><td>780</td></tr><tr><td>810</td></tr><tr><td>870</td><td>800 a 960</td><td>GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, banda LTE 5</td><td>28</td></tr><tr><td>930</td><td rowspan="4">1700 a 1990</td><td rowspan="4">GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS</td><td rowspan="4">28</td></tr><tr><td>1720</td></tr><tr><td>1845</td></tr><tr><td>1970</td></tr><tr><td>2450</td><td>2400 a 2570</td><td>Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7</td><td>28</td></tr><tr><td>5240</td><td rowspan="3">5100 a 5800</td><td rowspan="3">WLAN 802.11 a/n</td><td rowspan="3">9</td></tr><tr><td>5500</td></tr><tr><td>5785</td></tr></table>			Frequência de teste	Banda de frequência (MHz)	Serviço	Nível de teste de imunidade eletromagnética (V/m)	385	380 a 390	TETRA 400	27	450	430 a 470	GMRS 460, FRS 460	28	710	704 a 787	Banda LTE 13, 17	9	745	780	810	870	800 a 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, banda LTE 5	28	930	1700 a 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	28	1720	1845	1970	2450	2400 a 2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7	28	5240	5100 a 5800	WLAN 802.11 a/n	9	5500	5785
Frequência de teste	Banda de frequência (MHz)	Serviço	Nível de teste de imunidade eletromagnética (V/m)																																							
385	380 a 390	TETRA 400	27																																							
450	430 a 470	GMRS 460, FRS 460	28																																							
710	704 a 787	Banda LTE 13, 17	9																																							
745																																										
780																																										
810																																										
870	800 a 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, banda LTE 5	28																																							
930	1700 a 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	28																																							
1720																																										
1845																																										
1970																																										
2450	2400 a 2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7	28																																							
5240	5100 a 5800	WLAN 802.11 a/n	9																																							
5500																																										
5785																																										

O cliente ou o utilizador do **lympa-mat®300** pode ajudar a impedir perturbações eletromagnéticas, a fim de minimizar danos. Os aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis, incluindo os respetivos acessórios, não devem ser utilizados a uma distância inferior a 30 cm das peças e dos cabos do **lympa-mat®300**. A não-observação deste princípio pode levar à redução do desempenho.

Eliminação de erros

Falha

Não funciona:

O dispositivo está ligado à alimentação de corrente?

-> Inserir o cabo de alimentação

O dispositivo está ligado?

-> Ligar o dispositivo

Falha

As mangas não se enchem ou não se esvaziam:

Os tubos estão todos ligados ao dispositivo?


-> Ligar os tubos

As ligações não usadas estão fechadas com um conector cego?

-> Inserir conector cego

Modo de funcionamento do dispositivo **lympa-mat®300**

O sistema **lympa-mat®300** Gradient destina-se à terapia de problemas de congestão venosa e linfática. A função característica do **lympa-mat®300** é a pressurização intermitente. As mangas exercem uma pressão gradiente intermitente sobre as extremidades (braço, perna, ancas, parte superior do corpo). As 12/24 câmaras das mangas enchem-se de ar, umas a seguir às outras, começando pelo pé ou pela mão. A pressão assim criada é reduzida através de diversas áreas de pressão, da primeira até à última câmara. Esta pressão gradiente de tratamento resulta numa queda de pressão fisiologicamente eficiente. Isto permite que o fluido mobilizado pela pressão criada nas câmaras sobrepostas flua livremente sem refluxo.



As câmaras de ar continuam cheias de ar até as câmaras superiores alcançarem a pressão correspondente. A seguir, a pressão é aliviada ao mesmo tempo de todas as câmaras de ar e o ciclo de bombeamento é retomado depois de uma pausa. A compressão intermitente atua sobre as camadas individuais de tecido e sobre os vasos sanguíneos e linfáticos aí existentes.

O tecido é descongestionado, o refluxo venoso e linfático é estimulado de forma sustentada, melhorando o metabolismo e as trocas gasosas.

Recomendações de tratamento


Durante o tratamento, o paciente deve estar deitado confortável e relaxado. Para ajudar na terapia, as pernas ou os braços a tratar podem ser ligeiramente elevados. No início da terapia, deve ser escolhida uma pressão baixa das mangas, que pode ser aumentada se necessário. A pressão (Pressure) não pode ser definida de forma a causar desconforto ou dor no paciente. Pretende-se que o tratamento seja relaxante e agradável.

Indicações técnicas para a colocação em funcionamento

- O produto está pronto a usar assim que é retirado da embalagem.
- Verificar visualmente o dispositivo para detetar eventuais danos no exterior.
- Se o dispositivo apresentar danos visíveis, não o colocar em funcionamento.
- Colocar o produto sobre uma superfície plana e firme, p. ex., uma mesa.
- Inserir o cabo de alimentação na ligação de rede (**B2**) e ligar à tomada (alimentação de tensão).
- Ligar o produto a uma das alimentações de tensão correspondente às especificações.
- Para o funcionamento correto do dispositivo e da respetiva ligação à rede elétrica, se necessário, use um adaptador de ficha de rede específico do país que corresponda às especificações do dispositivo (não incluído no material fornecido).
- Instalar o dispositivo de forma a que, durante o tratamento, o paciente ou o operador possa desligar o cabo de alimentação em caso de emergência.
- Não tapar as fendas de ventilação (**B1**) do dispositivo com panos, tampas ou algo do género. Não empilhar dispositivos. Não usar o dispositivo como superfície de apoio.
- Retirar o conector cego da ligação a usar (**A4**) e ligar a manga.
- Ligar as mangas no dispositivo (**A4**) e colocá-las.
- Todas as funções do dispositivo podem ser usadas em segurança pelo paciente.
- Rodar o temporizador (**A3**) para a direita para escolher o tempo de tratamento pretendido. Todos os indicadores se acendem. O dispositivo para automaticamente o tratamento uma vez decorrido o tempo definido.
- Definir no regulador de pressão (**A2**) a pressão de tratamento média pretendida e controlá-la através da indicação de pressão.
- Quando o tratamento terminar, voltar a colocar o regulador de pressão (**A2**) em "minimum" (rodando para a esquerda).
- Para terminar antes do tempo, rodar o temporizador (**A3**) para trás, no sentido de "OFF" (para a esquerda).
- Depois do tratamento, para facilitar o esvaziamento das mangas, puxar o conector do tubo do dispositivo.

Estrutura do dispositivo lympa-mat®300

Parte da frente do dispositivo




Parte de trás do dispositivo




Ligação das mangas


- Podem ser ligadas três mangas ao dispositivo (**A4**) ao mesmo tempo.
- Os conectores 1 e 2 destinam-se a mangas de perna/braço e calças de compressão, e a ligação 3 está prevista para a manga de anca.
- Inserir os conectores das mangas nas tomadas de ligação (**A4**).
- Observar as marcações top/superior ou bottom/inferior nos conectores dos tubos!
- Os tubos de ar das mangas não podem estar vincados, para garantir o enchimento de todas as câmaras de ar.
- Durante o tratamento, as ligações que não sejam necessárias (**A4**) devem ser fechadas com os conectores cegos fornecidos.



A4 3 tomadas de ligação para mangas



Colocação das mangas




Manga de braço

Colocar a manga de forma confortável e sem dobras. Tentar usar ao máximo a superfície aderente do fecho Velcro para evitar a abertura durante o tratamento. O canal de revestimento com os tubos tem de ser colocado virado para fora e de forma visível.



Manga de perna

Colocar a manga e fechar completamente o fecho de correr. O fecho Velcro de segurança é mais uma proteção para evitar que o fecho de correr se abra. O fecho de correr não deve ser aberto sob pressão.




Calças de compressão

Fechar completamente o fecho de correr.



A manga de anca

A manga de anca é composta por duas metades, cada uma com 6 câmaras de ar que se ligam umas às outras por fechos Velcro. O fecho Velcro traseiro (azul) serve para ajustar (até 155 cm) e o dianteiro (cinzento), para fechar a manga.





Os canais de revestimento com os tubos têm de estar do lado de fora do corpo.
Colocar as mangas de forma confortável e sem dobras.

Tentar usar ao máximo a superfície aderente do fecho Velcro, para evitar a abertura da manga durante o tratamento.



Combinado de calças




Colocar e fechar a manga de anca. Colocar as mangas de perna e fazê-las passar pelas fixações da manga de anca. Fechar completamente o fecho de correr.




Ligar as extensões de tubo do lympa-mat®

Todas as mangas do tipo lympa-mat têm uma extensão de tubo que se pode inserir entre o aparelho de comando e a manga. Isto prolonga em 2 m toda a ligação entre o aparelho de comando e a manga.

A extensão de manga tem dois conectores, um "male" (macho) e outro "female" (fêmea).



O conector "male" é inserido nas tomadas de ligação do aparelho de comando. Observar a marcação top/superior e bottom/inferior no conector do tubo.



O conector "female" é ligado à extremidade do tubo da manga. Observar a marcação top/superior e bottom/inferior nos dois conectores de tubo e inseri-los um no outro de forma a que "superior" coincida com "superior" e "inferior" com "inferior".

Ligação da extensão




Extensão

A extensão aumenta em 13 cm o perímetro da manga de perna/calças de compressão. A fixação é feita com os fechos de correr laterais.

Indicação de montagem

A extensão é montada como se segue: As ligações de tubo ficam visíveis ao abrir a cobertura lateral na manga.

Separar a manga da 4.ª câmara de ar no local marcado (traço preto) e unir a peça de ligação da extensão.



Para retirar a extensão, soltá-la pelo acoplamento do tubo.

Mangas e acessório adicional

Manga de perna

com 12 câmaras de ar

Tamanho M

Perímetro da coxa até 75 cm

Comprimento 85 cm

Ref.ª 1220

Tamanho M - curto

Perímetro da coxa até 75 cm

Comprimento 72 cm

Ref.ª 1221

Tamanho L

Perímetro da coxa até 88 cm

Comprimento 85 cm

Ref.ª 1230

Tamanho L - curto

Perímetro da coxa até 88 cm

Comprimento 72 cm

Ref.ª 1231

Extensão para manga de
perna com uma câmara de ar
Extensão do perímetro 13 cm

Ref.ª 1240

Extensão para manga de
perna curta com uma câmara de ar
Extensão do perímetro 13 cm

Ref.ª 1241

Manga de braço com
12 câmaras de ar
Perímetro do braço ajustável
até 58 cm

Comprimento 71 cm

Ref.ª 1250

Manga de casaco

com 24 câmaras de ar

Perímetro da barriga até 134 cm

Perímetro do braço até 55 cm

Ref.ª 1180

Manga de casaco esquerda com bolero

com 12 câmaras de ar

Perímetro da barriga até 134 cm

Perímetro do braço até 55 cm

Ref.ª 1181

Manga de casaco direita com bolero

com 12 câmaras de ar

Perímetro da barriga até 134 cm

Perímetro do braço até 55 cm

Ref.ª 1182

Extensão das costas
Extensão do perímetro 13 cm

Ref.ª 1185

Extensão do braço
Extensão do perímetro 10 cm

Ref.ª 1190

Extensão dianteira
Extensão do perímetro 13 cm

Ref.ª 1195

Manga de anca

com 12 câmaras de ar

Perímetro da anca
ajustável até 150 cm

Ref.ª 1270/6

Kit de extensão para
manga de anca
Extensão do perímetro 40 cm

Ref.ª 1275

Calças de compressão

com 24 câmaras de ar

Perímetro da anca até 145 cm

Perímetro da coxa até 83 cm

Ref.ª 1260

Calças de compressão tamanho S

com 24 câmaras de ar

Perímetro da anca até 131 cm

Perímetro da coxa até 75 cm

Ref.ª 1261

Extensão para calças de compressão
com câmara de ar adicional
Extensão do perímetro 13 cm

Ref.ª 1265

Extensão para calças de compressão
tamanho S com câmara de ar
adicional

Extensão do perímetro 13 cm

Ref.ª 1266

Cinto para calças e casaco

Para intensificação da pressão na
região da barriga

Ref.ª 1280

Extensão de tubo

para **todas as** mangas de
12 câmaras

Comprimento 2 m

Ref.ª 1290

O tecido das mangas é de
nylon/poliuretano fácil de manter.

Usar exclusivamente as linhas de
alimentação disponibilizadas pelo
fabricante.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Bösl Medizintechnik GmbH
Gut-Knapp-Straße 14
D-52080 Aachen, ALEMANHA
Telefone +49(0)2405 / 6 93 90 - 00
Fax +49(0)2405 / 6 93 90 - 10
e-mail: info@boesl-med.de
www.boesl-med.de



Made in Germany

2025-05-26