

Als Hilfsmittel gelistete Apparate zur Kompressionstherapie

*Hilfsmittel-Nr.	*Bezeichnung	**Herstellerland	**Luftkammern bzw. Anschlüsse bei Armmanschette	**Luftkammern bzw. Anschlüsse bei Stiefel- manschette	*Druck von – bis mm Hg	**Gradienten- Behandlungs- druck
<u>Einkammergeräte</u>						
17.99.01.0001	Hydropress 120	England	1	1	20 – 120	/
17.99.01.0002	Hydropress 100	England	1	1	30 – 100	/
17.99.01.0003	Hydroven M	England	1	1	30 – 90	/
17.99.01.1004	Turbo Press Plus 500	Schweden	1	1	30 – 100	/
17.99.01.0005	Venenwalker	Taiwan	/	1	30 – 100	/
17.99.01.0006	Vasoflow mini	Deutschland	1	1	30 – 90	/
<u>Mehrkammergeräte</u>						
17.99.01.1000	Vasoflow 100 Gradient	Deutschland	3	3	20 – 80	Ja
17.99.01.1001	Lympha-mat 300 Gradient	Deutschland	12	12	20 – 100	Ja
17.99.01.1002	Hydropress 300	England	3	3	30 – 100	/
17.99.01.1003	Compriflow 7500	USA	3	3	- 100	/
17.99.01.1004	Lympha Press Mini Switch	Israel	4-11	7-12	20 – 100	/
17.99.01.1005	Lympha Press Mini Timer	Israel	4-11	7-12	20 – 100	/
17.99.01.1006	Lympha Press Mini Wave	Israel	4-11	7-12	20 – 100	/
17.99.01.1007	Venomed – 3-2	?	1-5	1 – 5	25 – 110	/
17.99.01.1008	Hydropress 600	England	6	6	30 – 150	/
17.99.01.1009	Vasoflow 200 Gradient	Deutschland	3	3	20 – 100	Ja
17.99.01.1010	Phlebo Press	Israel	/	4	20 – 80	/

*Quelle: Hilfsmittelkatalog

**Quelle: Herstellerangaben